

Disponível para Brasil

# Liga Grip

Sistema de Ligadura de Várices Esofágicas



**Sistema de Ligadura de Várices Esofágicas compuesto por:**  
**Cilindro de ligadura con 6 bandas de látex**  
**Cordón de liberación**  
**Dispositivo liberador**  
**Adaptadores**



**LIGA GRIP es compatible con endoscopios de diámetro externo de entre 9,2 a 11 mm.**

**Posee cordón de liberación de  $155 \pm 2$  cm de longitud.**

**Part N° SLVE**

