

COMPLIANCE

Kit ureteral Doble-J

- SUPERFICIE ULTRASUAVE
- AMPLIO LUMEN
- GRAN FLEXIBILIDAD
- RESISTENTE A LA INCRUSTACION
- BAJA FRICCION SUPERFICIAL



Kit ureteral Doble-J

Para drenaje interno, desde la unión urétero pélvica a la vejiga

- **Uso único.**
- **Construido en polímero especial biocompatible que minimiza las reacciones de sensibilidad, permitiendo una adecuada tolerancia del paciente.**
- **Catéter de superficie ultra suave de dimensiones uniformes.**
- **Amplio lumen.**
- **Diseño de gran flexibilidad que evita el acodamiento.**
- **Orificios de tamaño óptimo que facilita el drenaje de fluidos.**
- **Marcas indicadoras de profundidad biocompatibles.**

Componentes:

- 1 - Catéter Doble J.
- 1 - Alambre Guía.
- 1 - Clamp.
- 1 - Catéter Empujador.

CONFIANCE

	Punta abierta Catéter Hidrofílico	Punta cerrada	Diámetro fr.	Largo cm / inch.	Diam. Guía inch.
	DAHB - 4520	DCHB- 4520	4,5	20 / 7,87	0,035
	DAHB - 0520	DCHB- 0520	5		0,035
	DAHB - 0620	DCHB- 0620	6		0,038
	DAHB - 0522	DCHB- 0522	5	22 / 8,66	0,035
	DAHB - 0622	DCHB- 0622	6		0,038
	DAHB - 0722	DCHB- 0722	7		0,038
	DAHB - 0822	DCHB- 0822	8		0,038
	DAHB - 0524	DCHB- 0524	5	24 / 9,45	0,035
	DAHB - 0624	DCHB- 0624	6		0,038
	DAHB - 0724	DCHB- 0724	7		0,038
	DAHB - 0824	DCHB- 0824	8		0,038
	DAHB - 0526	DCHB- 0526	5	26 / 10,23	0,035
	DAHB - 0626	DCHB- 0626	6		0,038
	DAHB - 0726	DCHB- 0726	7		0,038
	DAHB - 0826	DCHB- 0826	8		0,038
	DAHB - 0528	DCHB- 0528	5	28 / 11,02	0,035
	DAHB - 0628	DCHB- 0628	6		0,038
	DAHB - 0728	DCHB- 0728	7		0,038
	DAHB - 0828	DCHB- 0828	8		0,038
Multi Length	SCHML-050820		5	8 - 20 cm /	0,035
	SCHML-060820		6	3,15"- 7,87"	0,038
	SCHML-062232		6	20 - 32 cm /	0,038
	SCHML-072232		7	7,87"- 12,6"	0,038

Incluir la letra "H" si requiere alambre guía hidrofílico.
Ejemplo: DAHBH-0722 (Catéter y Guía Hidrofílicos)