

Gastrocat

Set de gastrostomía
percutánea radiológica



Catéter con
pigtail central de
reducido calibre.

- Fácil colocación.
- Amplio lumen.
- Sistema de retención
no inflable
(mayor durabilidad)

Gastrocat

Set para radiología percutánea radiológica

Factibilidad de colocación en cerca del 100 % de los casos.

Componentes:

- Catéter de gastrostomía.
- Cánula rígida.
- Aguja de inserción de puntos de anclaje.
- Set de tres puntos percutáneos de anclaje.
- Aguja introductora de 18 G x 7 cm.
- Cuerda metálica punta en J.
- Juego de dilatadores.
- Disco de fijación de catéter.
- Jeringa tipo Toomey.

Código		Catéter diámetro	Uso
SG - 18	Set	18 Fr.	Adulto
CG - 18	Catéter		
SG - 14	Set	14 Fr.	
CG - 14	Catéter		
SG - 12	Set	12 Fr.	
CG - 12	Catéter		
SGP - 14	Set	14 Fr.	Pediátrico
CGP - 14	Catéter		
SGP - 12	Set	12 Fr.	
CGP - 12	Catéter		