

Disponible para Brasil

PEG

Gastrostomía percutánea endoscópica Gastroendoscopia



- 1 Tubo de alimentación construido en silicona biocompatible.
- 1 Adaptador universal para alimentación.
- 1 Cánula con aguja.
- 1 Bisturí N° 11.
- 1 Clamp.
- 1 Disco de fijación.
- 1 Pinza.
- 1 Jeringa con aguja.
- 1 Aguja de 5/8" calibre 25.
- 1 Asa de tracción.
- 1 Campo quirúrgico fenestrado.

Código	Díametro
PEG-20	20 fr
PEG-24	24 fr



Fabricado por : KFF s.a. Espora 49 - Sarandí (C.P.1872) - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax : (54-11) 4265-4515 - E-mail: info@kffmed.com - Home page: www.kffmed.com