

# GUARDIAN

Catéter vía central semi-implantable

2



# GUARDIAN

## Catéter vía central semi-implantable

# 2

El catéter venoso central de silicona está diseñado para infusión en pacientes crónicos que requieren repetidos accesos a sistemas venosos centrales para administración de medicamento, soluciones nutricionales, productos sanguíneos y toma de muestra de sangre.

Disponible en uno, dos y tres lúmenes, diferentes diámetros según cada necesidad.

El catéter está fabricado en silicona grado médico para ofrecer una superior biocompatibilidad y excelente adaptación al vaso.

Totalmente radiopaco lo que permite una buena visualización durante el implante, permitiéndonos verificar el correcto posicionamiento en forma radioscópica.

Dispone de un anillo de poliéster (cuff) que facilita el crecimiento tisular para ayudar a reducir la migración bacteriana, minimizando el riesgo de infecciones y ofreciendo una máxima seguridad contra un posible desalojo accidental del catéter.

Código	Cant. de Lúmenes	Catéter Ø en FR	Catéter Long. mm	Modelo
HICKES-4290	1	4,2	90	Unilum H
HICKES-0590	1	5	90	
HICKES-0690	1	6	90	
HICKES-0790	1	7	90	
HICKES-9590	1	9,5	90	
HICKED-4290	2	4,2	90	Bilum H
HICKED-0590	2	5	90	
HICKED-0790	2	7	90	
HICKED-9590	2	9,5	90	
HICKED-1190	2	11	90	
HICKED-1490	2	14	90	Trilum H
HICKET-1290	3	12,5	90	

Contenido
1 Catéter con anillo de poliéster (cuff)
1 Alambre guía doble punta
1 Tunelizador (en calibres 6 a 14 Fr.)
1 Catéter introductor sobre aguja (en calibres 4, 2 y 5 Fr.)
1 Introductor pelable con dilatador
1 Aguja introductora
1 Bisturí descartable
Tapones intermitentes (uno por cada lumen)
Jeringa con aguja
Clamps

