



# INNOVA

Para un tratamiento  
seguro y eficiente

Nueva línea de  
catéteres doble vía  
para hemodiálisis  
y plasmaféresis

**KFF** s.a.

## Nueva línea de catéteres doble vía para hemodiálisis y plasmaféresis

Para un tratamiento seguro y eficiente

Construidos en poliuretano biocompatible

Alto flujo: la línea de catéteres INNOVA permite alto flujo, aun trabajando a bajas presiones, y maximiza así la eficiencia del tratamiento

Para acceso por vena subclavia o yugular

Ramas rectas o curvas

La opción de ramas curvas, ideal para colocar por vena yugular, hace al catéter más confortable para el paciente

Aleta de sutura rotatable

Marcación de profundidad

Indicación de medida (calibre y longitud)



Código N°	Diámetro	Largo Util	Extensiones	Tip	Configuración
KIHR-1215B	12 Fr.	15 cm	Rectas	Std	Kit
KIHR-1216B	12 Fr.	16 cm	Rectas	Std	Kit
KIHR-1220B	12 Fr.	20 cm	Rectas	Std	Kit
KIHC-1215B	12 Fr.	15 cm	Curvas	Std	Kit
KIHC-1216B	12 Fr.	16 cm	Curvas	Std	Kit
KIHC-1220B	12 Fr.	20 cm	Curvas	Std	Kit
KIHR-1215SB	12 Fr.	15 cm	Rectas	Soft	Kit
KIHR-1216SB	12 Fr.	16 cm	Rectas	Soft	Kit
KIHR-1220SB	12 Fr.	20 cm	Rectas	Soft	Kit
KIHC-1215SB	12 Fr.	15 cm	Curvas	Soft	Kit
KIHC-1216SB	12 Fr.	16 cm	Curvas	Soft	Kit
KIHC-1220SB	12 Fr.	20 cm	Curvas	Soft	Kit
IHR-1215	12 Fr.	15 cm	Rectas	Std	Catéter
IHR-1216	12 Fr.	16 cm	Rectas	Std	Catéter
IHR-1220	12 Fr.	20 cm	Rectas	Std	Catéter
IHC-1215	12 Fr.	15 cm	Curvas	Std	Catéter
IHC-1216	12 Fr.	16 cm	Curvas	Std	Catéter
IHC-1220	12 Fr.	20 cm	Curvas	Std	Catéter
IHR-1215S	12 Fr.	15 cm	Rectas	Soft	Catéter
IHR-1216S	12 Fr.	16 cm	Rectas	Soft	Catéter
IHR-1220S	12 Fr.	20 cm	Rectas	Soft	Catéter
IHC-1215S	12 Fr.	15 cm	Curvas	Soft	Catéter
IHC-1216S	12 Fr.	16 cm	Curvas	Soft	Catéter
IHC-1220S	12 Fr.	20 cm	Curvas	Soft	Catéter

CON JERINGA VALVULADA ,AGREGAR " V " EN EL FINAL DEL CODIGO

Componentes del Kit
1 Catéter doble lumen de 12 fr.
1 Aguja introductora de 18 g x 7 cm.
1 Alambre guía de 0,038" x 70 cm.
1 Dilatador
2 Tapones intermitentes
1 Bisturí
1 Jeringa con aguja hipodérmica