



INNOVA

Para um tratamento
seguro e eficaz

Nova linha
de cateteres via dupla
para hemodiálise
e plasmaférese

KFF s.a.

Nova linha de cateteres via dupla para hemodiálise e plasmaférese

INNOVA

Para um tratamento
seguro e eficaz

Construídos em poliuretano biocompatível

Alto Fluxo: a linha de cateteres INNOVA permite um alto fluxo, ainda trabalhando a baixas pressões, maximizando assim a eficiência do tratamento

Para acesso por veia subclávia ou jugular

Extensões retas ou curvas

A opção de extensões curvas, ideal para colocar por via jugular, faz que o cateter seja mais confortável para o paciente

Borboleta móvel para sutura

Marcação de profundidade

Indicação de medida (calibre e longitude)



Componentes do Kit
1 Agulha introdutora de 18 ga. x 7 cm.
1 Guia metálico de 0,038" x 70 cm.
1 Dilatador
2 Válvulas intermitentes
1 Bisturi
1 Seringa com agulha hipodérmica

Código Nº	Diâmetro	Long. Util	Extensões	Tip	Configuração
KIHR-1215B	12 Fr.	15 cm	Retas	Std	Kit
KIHR-1216B	12 Fr.	16 cm	Recas	Std	Kit
KIHR-1220B	12 Fr.	20 cm	Retas	Std	Kit
KIHC-1215B	12 Fr.	15 cm	Curvas	Std	Kit
KIHC-1216B	12 Fr.	16 cm	Curvas	Std	Kit
KIHC-1220B	12 Fr.	20 cm	Curvas	Std	Kit
KIHR-1215SB	12 Fr.	15 cm	Retas	Soft	Kit
KIHR-1216SB	12 Fr.	16 cm	Retas	Soft	Kit
KIHR-1220SB	12 Fr.	20 cm	Retas	Soft	Kit
KIHC-1215SB	12 Fr.	15 cm	Curvas	Soft	Kit
KIHC-1216SB	12 Fr.	16 cm	Curvas	Soft	Kit
KIHC-1220SB	12 Fr.	20 cm	Curvas	Soft	Kit
IHR-1215	12 Fr.	15 cm	Retas	Std	Cateter
IHR-1216	12 Fr.	16 cm	Retas	Std	Cateter
IHR-1220	12 Fr.	20 cm	Retas	Std	Cateter
IHC-1215	12 Fr.	15 cm	Curvas	Std	Cateter
IHC-1216	12 Fr.	16 cm	Curvas	Std	Cateter
IHC-1220	12 Fr.	20 cm	Curvas	Std	Cateter
IHR-1215S	12 Fr.	15 cm	Retas	Soft	Cateter
IHR-1216S	12 Fr.	16 cm	Retas	Soft	Cateter
IHR-1220S	12 Fr.	20 cm	Retas	Soft	Cateter
IHC-1215S	12 Fr.	15 cm	Curvas	Soft	Cateter
IHC-1216S	12 Fr.	16 cm	Curvas	Soft	Cateter
IHC-1220S	12 Fr.	20 cm	Curvas	Soft	Cateter

COM SERINGA VALVULADA ,AGREGAR " V " AO TÉRMINO DO CODIGO