

InterMesh











Malla quirúrgica de polipropileno monofilamento



- Biocompatibilidad
- Resistencia a la sutura
- Fácil de manipular y mas confortable para el paciente
- Máxima estabilidad dimensional
- Porosidad apropiado y uniforme






**RED MACROPOROSA
CON ELASTICIDAD
BIDIRECCIONAL
(INDICADA EN LA
REPARACION DE HERNIA)**






InterMesh




Código	Medida (cm.)	Descripción	Diseño
MQP-0535	5 X 35	Malla de polipropileno rectangular	
MQP-7510	7,5 X 10	Malla de polipropileno rectangular	
MQP-7515	7,5 X 15	Malla de polipropileno rectangular	
MQP-1515	15 X 15	Malla de polipropileno cuadrada	
MQP-1520	15 X 20	Malla de polipropileno rectangular	
MQP-1530	15 X 30	Malla de polipropileno rectangular	
MQP-2020	20 X 20	Malla de polipropileno cuadrada	
MQP-2030	20 X 30	Malla de polipropileno rectangular	
MQP-2535	25 X 35,5	Malla de polipropileno rectangular	
MQP-3030	30 X 30	Malla de polipropileno cuadrada	


Malla quirúrgica de polipropileno monofilamento


InterMesh

Código	Medida (cm.)	Descripción	Diseño
MQP-5EF	5	Malla de polipropileno circular con ventana circular excéntrica	
MQP-7EF	7	Malla de polipropileno circular con ventana circular excéntrica	
MQP-10EF	10	Malla de polipropileno circular con ventana circular excéntrica	
MQP-12EF	12	Malla de polipropileno circular con ventana circular excéntrica	
MQP-14EF	14	Malla de polipropileno circular con ventana circular excéntrica	

Código	Medida (cm.)	Descripción	Diseño
MQP-5	5	Malla de polipropileno circular	
MQP-7	7	Malla de polipropileno circular	
MQP-10	10	Malla de polipropileno circular	
MQP-12	12	Malla de polipropileno circular	
MQP-14	14	Malla de polipropileno circular	

Código	Medida (cm.)	Descripción	Diseño
MQP-08/12	8 X 12	Malla de polipropileno ovalada	
MQP-11/14	11 X 14	Malla de polipropileno ovalada	
MQP-14/18	14 X 18	Malla de polipropileno ovalada	

Código	Medida (cm.)	Descripción	Diseño
MQP-14/18F	14 X 18	Malla de polipropileno ovalada con ventana circular concéntrica de 5 cm. indicada en colostomias	



KFF s.a.

Espora 49 - Sarandí (C.P.1872) - Buenos Aires - Argentina
 Tel.: (54 11) 4265-4515
 E-mail: info@kffmed.com
 Home page: www.kffmed.com

BRQ-MQP-001
 NOV 2014