

GUARDIAN

Catéter central de acceso
por vía periférica (PICC)



KFF s.a.

Guardian

Diseñado para proporcionar terapia de antibióticos, drogas aplicadas en el tratamiento de dolor, quimioterapia y nutrición parenteral.

- Superficie de silicona ultra suave, asegura mayor confiabilidad al dispositivo, proporciona menor molestia al paciente y mejor cuidado del tejido.
- Excelente bio y hemocompatibilidad permitiendo mayor permanencia.
- Fácil inserción.
- Aleta de sutura que proporciona una segura fijación.
- Marcas de profundidad.

Conociendo las necesidades de los profesionales médicos, los catéteres se proporcionan en diferentes alternativas de medidas en 1 y 2 vías, como así también diferentes sistemas de inserción.

Cat. N°	Diámetro	Long. Útil	N° Lúmenes
CCIPU-0230	2 Fr.	30	1
CCIPU-0360	3 Fr.	60	1
CCIPD-0360	3 Fr.	60	2
CCIPU-0460	4 fr.	60	1
CCIPD-0460	4 Fr.	60	2
CCIPU-0560	5 Fr.	60	1
CCIPD-0560	5 Fr.	60	2
CCIPU-0660	6 Fr.	60	1
CCIPD-0660	6 Fr.	60	2
UCCIP-0360	3 Fr.	60	1
DCCIP-0360	3 Fr.	60	2
UCCIP-0460	4 Fr.	60	1
DCCIP-0460	4 Fr.	60	2
UCCIP-0560	5 Fr.	60	1
DCCIP-0560	5 Fr.	60	2
UCCIP-0660	6 Fr.	60	1
DCCIP-0660	6 Fr.	60	2



Catéter central de acceso por vía periférica (PICC)

KFF s.a.

Componentes CCIPU

- 1 Catéter PICC simple vía.
- 1 Mandril guía.
- 1 Aguja con pelable.
- 1 Derivación lateral para irrigación.
- 1 Tapón intermitente.
- 1 Hoja de bisturí.
- 1 Jeringa con aguja hipodérmica.
- 1 Apósito transparente hipoalérgico.

Componentes CCIPD

- 1 Catéter PICC doble vía.
- 1 Mandril guía.
- 1 Aguja con pelable.
- 1 Derivación lateral para irrigación.
- 2 Tapones intermitentes.
- 1 Hoja de bisturí.
- 1 Jeringa con aguja hipodérmica.
- 1 Apósito transparente hipoalérgico.

Componentes UCCIP (Micro Punción)

- 1 Catéter PICC simple vía.
- 1 Alambre guía de 45 cm. doble punta (recta / J).
- 1 Aguja introductora.
- 1 Introdutor pelable con dilatador.
- 1 Tapon intermitente.
- 1 Hoja de bisturí.
- 1 Jeringa con aguja hipodérmica.
- 1 Apósito transparente hipoalérgico.

Componentes DCCIP (Micro Punción)

- 1 Catéter PICC doble vía.
- 1 Alambre guía de 45 cm. doble punta (recta / J).
- 1 Aguja introductora.
- 1 Introdutor pelable con dilatador.
- 2 Tapones intermitentes.
- 1 Hoja de bisturí.
- 1 Jeringa con aguja hipodérmica.
- 1 Apósito transparente hipoalérgico.