

Disponible para Brasil

# Sistema de Dilatadores Amplatz

Dilatadores radiopacos progresivos  
del tracto de nefrostomía



## Sistema de Dilatadores Amplatz

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
SDRAP	Sistema de Dilatadores tipo Amplatz Premium	Dilatadores Fasciales de PE de 8, 10, 12, 14, 16 y 18 Fr Dilatadores Renales de PE de 20, 24, 26, 28 y 30 Fr Vainas Amplatz de PTFE para dilatadores de 24, 26, 28 y 30 Fr 1 Catéter introductor de 8 Fr x 70 cm para dilatadores 1 Vaina de PTFE para el catéter introductor.
SDRA	Sistema de Dilatadores tipo Amplatz	Dilatadores Fasciales de PE de 8, 10, 12, 14, 16 y 18 Fr Dilatadores Renales de PE de 20, 24, 26, 28 y 30 Fr Vainas Amplatz de PTFE para dilatadores de 24, 26, 28 y 30 Fr 1 Catéter introductor de 8 Fr x 70 cm para dilatadores
SDF-610	Sistema de Dilatadores Fasciales de 6 a 10 Fr	Dilatadores Fasciales de PE de 6, 7, 8, 9 y 10 Fr x 20 cm
SDF-816	Sistema de Dilatadores Fasciales de 8 a 16 Fr	Dilatadores Fasciales de PE de 8, 10, 12, 14 y 16 Fr x 20 cm
DF-6	Dilatador Fascial de 6 Fr	Dilatador Fascial de 6 Fr x 20 cm
DF-7	Dilatador Fascial de 7 Fr	Dilatador Fascial de 7 Fr x 20 cm
DF-8	Dilatador Fascial de 8 Fr	Dilatador Fascial de 8 Fr x 20 cm
DF-9	Dilatador Fascial de 9 Fr	Dilatador Fascial de 9 Fr x 20 cm
DF-10	Dilatador Fascial de 10 Fr	Dilatador Fascial de 10 Fr x 20 cm
DF-12	Dilatador Fascial de 12 Fr	Dilatador Fascial de 12 Fr x 20 cm
DF-14	Dilatador Fascial de 14 Fr	Dilatador Fascial de 14 Fr x 20 cm
DF-16	Dilatador Fascial de 16 Fr	Dilatador Fascial de 16 Fr x 20 cm
SDU-616	Sistema de Dilatadores Ureterales	Dilatadores Ureterales de 8, 10, 12, 14 y 16 Fr x 60 cm
DU-6	Dilatador Ureteral de 6 Fr	Dilatador Ureteral de 6 Fr x 60 cm
DU-8	Dilatador Ureteral de 8 Fr	Dilatador Ureteral de 8 Fr x 60 cm
DU-10	Dilatador Ureteral de 10 Fr	Dilatador Ureteral de 10 Fr x 60 cm
DU-12	Dilatador Ureteral de 12 Fr	Dilatador Ureteral de 12 Fr x 60 cm
DU-14	Dilatador Ureteral de 14 Fr	Dilatador Ureteral de 14 Fr x 60 cm
DU-16	Dilatador Ureteral de 16 Fr	Dilatador Ureteral de 16 Fr x 60 cm

