


STENT BILIAR


Autoexpandible
Construido en **Ni - Ti Alloy**

Marcas radio-opacas en sus extremos.
Flexibilidad axial y fuerza radial optima.
Compatible con RMN
Stents con y sin cobertura



STENT BILIAR

Autoexpandible
Construido en Ni - Ti Alloy



Colocador con derivación lateral para infusión

Código N°		Stent	
Percutaneo	Endoscópico	Diámetro (mm)	Largo (cm)
FGB-BI-0750-50	FGB-BI-0750-195-END	7	5
FGB-BI-0760-50	FGB-BI-0760-195-END	7	6
FGB-BI-0770-50	FGB-BI-0770-195-END	7	7
FGB-BI-0780-50	FGB-BI-0780-195-END	7	8
FGB-BI-0790-50	FGB-BI-0790-195-END	7	9
FGB-BI-07100-50	FGB-BI-07100-195-END	7	10
FGB-BI-0850-50	FGB-BI-0850-195-END	8	5
FGB-BI-0860-50	FGB-BI-0860-195-END	8	6
FGB-BI-0870-50	FGB-BI-0870-195-END	8	7
FGB-BI-0880-50	FGB-BI-0880-195-END	8	8
FGB-BI-0890-50	FGB-BI-0890-195-END	8	9
FGB-BI-08100-50	FGB-BI-08100-195-END	8	10
FGB-BI-1050-50	FGB-BI-1050-195-END	10	5
FGB-BI-1060-50	FGB-BI-1060-195-END	10	6
FGB-BI-1070-50	FGB-BI-1070-195-END	10	7
FGB-BI-1080-50	FGB-BI-1080-195-END	10	8
FGB-BI-1090-50	FGB-BI-1090-195-END	10	9
FGB-BI-10100-50	FGB-BI-10100-195-END	10	10

Colocador de 8 fr x 50 cm

Colocador de 9 fr x 195 cm

Admite Alambre Guia 0,035"

Con letra "F" en el código indica stent forrado (Ver ejemplo) FGB-BI-F-XX-XX

KFF s.a.