



## SET DE CATETERIZACION VENOSA CENTRAL

CONSTRUIDO EN POLIURETANO  
RADIO-OPACO Y BIOCOMPATIBLE.  
PUNTA BLANDA. SUPERFICIE DE BAJA  
FRICCION. MARCAS DE PROFUNDIDAD.

**Nuevo!**

Guia 0,032" (Opcional)  
Aguja de Nuevo Bisel  
superficie más deslizable  
Mejor inserción



## SET DE CATETERIZACION VENOSA CENTRAL

CONSTRUIDO EN POLIURETANO  
RADIO-OPACO Y BIOCOMPATIBLE.  
PUNTA BLANDA. SUPERFICIE DE BAJA  
FRICCION. MARCAS DE PROFUNDIDAD.

Modelo	Part N°	Calibre	Largo Util	N° de lúmenes	Contenido
<b>UNILUM S</b>	USBA-14G20	14 G	20 cm	1	Catéter con aleta de sutura integrada. Alambre Guía J/recto Dilatador/es de vasos Aguja introductora Jeringa de 5 cc y aguja hipodérmica Aleta de sutura móvil
	USBA-14G30	14 G	30 cm	1	
	USBA-16G20	16 G	20 cm	1	
	USBA-16G30	18 G	30 cm	1	
	USBA-18G13	18 G	13 cm	1	
	USBA-18G20	18 G	20 cm	1	
	USBA-18G30	18 G	30 cm	1	
<b>BILUM S</b>	DSB-0405	4.0 F	5 cm	2	Catéter con aleta de sutura integrada. Alambre Guía J/recto Dilatador/es de vasos Aguja introductora Jeringa de 5 cc y aguja hipodérmica Aleta de sutura móvil Clamps
	DSB-0408	4.0 F	8 cm	2	
	DSB-0413	4.0 F	13 cm	2	
	DSB-0430	4.0 F	30 cm	2	
	DSB-0505	5.0 F	5 cm	2	
	DSB-0508	5.0 F	8 cm	2	
	DSB-0513	5.0 F	13 cm	2	
	DSB-0520	5.0 F	20 cm	2	
	DSB-0530	5.0 F	30 cm	2	
	DSB-0720	7.0 F	20 cm	2	
	DSB-0730	7.0 F	30 cm	2	
<b>TRILUM S</b>	TSB-5513	5.5 F	13 cm	3	
	TSB-5530	5.5 F	30 cm	3	
	TSB-0720	7.0 F	20 cm	3	
	TSB-0730	7.0 F	30 cm	3	