

Fadicat

Reservorios implantables para oncología

Catéter de silicona con línea radiopaca.

Port de forma y diseño redondeado para facilitar su posicionamiento bajo la piel, con 3 orificios para sutura.

Construido en Poliacetal (Delrin), garantiza su biocompatibilidad y mayor comodidad para el paciente con mínimo peso.

Diseñados para permitir el acceso repetido.



Acceso en quimioterapia.
Administración de drogas.
Obtención de muestras de sangre.
Nutrición parenteral.
Transfusiones.
Terapia con antibióticos.
Tratamiento a largo plazo del dolor.
Tratamiento quimioterapéutico de metástasis hepáticas.

Especificaciones

CATÁLOGO	Reservorio Uso	Catéter de Silicona	
		Longitud (cm)	Diámetro (fr)
AD09	Adulto	75	9
AD09K	Adulto	75	9
AD07	Adulto	75	7
AD07K	Adulto	75	7
PE05	Pediátrico	40	5
PE05K	Pediátrico	40	5

Catálogos: AD09 / AD07 / PE 05 Contienen solamente Catéter y Reservorio

ACCESORIOS	AD09K	AD07K	PE05K
Aguja Introdutora	18 Ga	18 Ga	21 Ga
Guía Metálica	0,035" x 45 cm	0,035" x 45 cm	0,035" x 45 cm
Introdutor Pelable	10 fr.	8 fr.	6 fr.
Tunelizador	25 cm	25 cm	25 cm
Jeringa de 5 cc	1	1	1
Jeringa de 10 cc	1	1	1
Bisturí descartable	1	1	1
Aguja Huber	1" x 21 Ga	1" x 21 Ga	1" x 23 Ga
Aguja Hipodérmica	40/8	40/8	25/6

Fadicat



Fabricado por : KFF s.a.
Espora 49 - Sarandí (C.P. 1872)
Buenos Aires - Argentina
Tel / Fax: (54 11) 4265-4515
E-mail: info@kffmed.com
Home page: www.kffmed.com