


Gastrocat

Set de Gastrostomía Percutánea Radiológica

- Catéter Pigtail de Bajo Calibre.
- Amplio Lumen.
- Fácil Colocación.
- Sistema de Retencion
no Inflable.
- Mayor Durabilidad.



Puntos de Gastropexia en T

Gastrocat

Set de Gastrostomía Percutánea Radiológica



CÓDIGO	DIÁMETRO		
CG-12	12 fr.	Catéter	Pigtail Central
CG-14	14 fr.		
CG-18	18 fr.		
SG-12	12 fr.	Set	Pigtail Central
SG-14	14 fr.		
SG-18	18 fr.		
CGP-12	12 fr.	Catéter	Pigtail Distal
CGP-14	14 fr.		
CGP-18	18 fr.		
SGP-12	12 fr.	Set	Pigtail Distal
SGP-14	14 fr.		
SGP-18	18 fr.		

Componentes:

- Catéter de gastrostomía.
 - Cánula rígida.
- Aguja para insertar puntos de anclaje.
- Conjunto de tres puntos gastropexia.
 - Aguja introductora, 18 G x 7 cm.
 - Alambre guía con punta en J.
- Juego de dilatadores de tejidos.
 - Disco para anclar catéter.
- Jeringa de 60 cc tipo Toomey..

