

# Fadicat

## Reservorios implantables para oncología



- Catéter de silicona con línea radiopaca.
- Port de forma y diseño redondeado para facilitar su posicionamiento bajo la piel, con 3 orificios para sutura.
- Construido en Poliacetal (Delrin), garantiza su biocompatibilidad y mayor comodidad para el paciente con mínimo peso.
- Diseñados para permitir el acceso repetido.

### Usos

Acceso en quimioterapia.  
Administración de drogas.  
Obtención de muestras de sangre.  
Nutrición parenteral.  
Transfusiones.  
Terapia con antibióticos.  
Tratamiento a largo plazo del dolor.  
Tratamiento quimioterapéutico de metástasis hepáticas.

## Especificaciones

CATÁLOGO	Reservorio	Catéter de Silicona	
	Uso	Longitud ( cm )	Diámetro ( fr )
AD09	Adulto	75	9
AD09K	Adulto	75	9
AD07	Adulto	75	7
AD07K	Adulto	75	7
PE05	Pediátrico	40	5
PE05K	Pediátrico	40	5

Catálogos: AD09 / AD07 / PE 05 Configurados por Catéter y Reservorio

ACCESORIOS	AD09K	AD07K	PE05K
Aguja Introdutora	18 Ga	18 Ga	21 Ga
Guía Metálica	0,035" x 45 cm	0,035" x 45 cm	
Introdutor Pelable	10 fr.	8 fr.	6 fr.
Tunelizador	25 cm	25 cm	25 cm
Jeringa de 5 cc	1	1	1
Jeringa de 10 cc	1	1	1
Bisturí descartable	1	1	1
Aguja Huber	1" x 21 Ga	1" x 21 Ga	1" x 23 Ga
Aguja Hipodérmica	40/8	40/8	25/6

# Fadicat



Fabricado por : KFF s.a.  
Espera 49 - Sarandí (C.P. 1872)  
Buenos Aires - Argentina  
Tel / Fax: (54 11) 4265-4515  
E-mail: [info@kffmed.com](mailto:info@kffmed.com)  
Home page: [www.kffmed.com](http://www.kffmed.com)