


TRUFLEX


INTRODUCTOR BILIAR



TRUFLEX

INTRODUCTOR BILIAR

Cod. N° TRUFLEX



SISTEMA DE INTRODUCCION BILIAR DE 3 PIEZAS

El sistema consta de :

- * Introdutor biliar Hidrofílico con derivacion lateral y marca radiopaca.
- * Dilatador y Capilar.
- * Aguja Chiba de 22 G x 15 cm.
- * Guia de 0,018" x 80 cm Alma de Nitinol y Punta Platino.
- * Cateter Direccionador con Punta Angulada.

