

# Gastrotop

Botón de Gastrostomía con Balón



Construido en silicona.  
 Fácil colocación.  
 Bajo perfil.  
 Diseñado para administración de  
 alimentos en cavidad gástrica.  
 Válvula anti retorno.  
 Indicación de calibre y longitud.  
 Variedad de tamaños.



### Componentes

Botón de gastrostomía  
 Adaptador ENFit / LUER  
 Jeringa de alimentación de 50ml  
 Soporte plástico para colocación  
 Equipo de alimentación ENFit de 2 vías  
 con conector de ángulo recto  
 Equipo de alimentación ENFit de 1 vía  
 recto  
 Jeringa con punta Slip para inflado  
 de balón

| Longitud<br>(mm) | Diámetro (fr) |          |          |           |          |          |
|------------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|                  | 12            | 14       | 16       | 18        | 20       | 24       |
| 8                | GLS-1208      | GLS-1408 | GLS-1608 | GLS-1808  | GLS-2008 | GLS-2408 |
| 10               | GLS-1210      | GLS-1410 | GLS-1610 | GLS-1810  | GLS-2010 | GLS-2410 |
| 12               | GLS-1212      | GLS-1412 | GLS-1612 | GLS-1812  | GLS-2012 | GLS-2412 |
| 14               | GLS-1214      | GLS-1414 | GLS-1614 | GLS-1814  | GLS-2014 | GLS-2414 |
| 16               | GLS-1216      | GLS-1416 | GLS-1616 | GLS-1816  | GLS-2016 | GLS-2416 |
| 18               | GLS-1218      | GLS-1418 | GLS-1618 | GLS-1818  | GLS-2018 | GLS-2418 |
| 20               | GLS-1220      | GLS-1420 | GLS-1620 | GLS-1820  | GLS-2020 | GLS-2420 |
| 23               | GLS-1223      | GLS-1422 | GLS-1623 | GLS-1823  | GLS-2023 | GLS-2423 |
| 25               | GLS-1225      | GLS-1424 | GLS-1625 | GLS-1825  | GLS-2025 | GLS-2425 |
| 27               | GLS-1227      | GLS-1427 | GLS-1627 | GLS-1827  | GLS-2027 | GLS-2427 |
| 30               | GLS-1230      | GLS-1430 | GLS-1630 | GLS-1830  | GLS-2030 | GLS-2430 |
| 35               | GLS-1235      | GLS-1435 | GLS-1635 | GLS-1835  | GLS-2035 | GLS-2435 |
| 40               | GLS-1240      | GLS-1440 | GLS-1640 | GLS-1840  | GLS-2040 | GLS-2440 |
| 45               | GLS-1245      | GLS-1445 | GLS-1645 | GLS-18345 | GLS-2045 | GLS-2445 |