


CATETER DE LARGA PERMANENCIA

INNOVA



Una solución efectiva
para el tratamiento en hemodiálisis

CATETER DE LARGA PERMANENCIA

INNOVA

Material biocompatible, óptimo confort para el paciente y buena adaptación a la anatomía vascular.

Aleta de sutura rotatable.

Indicación de volúmen de purgado.

Cuff de poliéster que asegura una excelente fijación.

La adecuada distancia entre los orificios distales minimiza la recirculación logrando un tratamiento óptimo.

Código Nº	Diámetro (fr)	Longitud (cm)	Tipo de catéter
BLDS-0818	8	18	Recto
BLDS-12528	12,5	28	Recto
BLDS-12532	12,5	32	Recto
BLDS-14524	14,5	24	Recto
BLDS-14528	14,5	28	Recto
BLDS-14532	14,5	32	Recto

Componentes

- 1 Catéter de silicona doble vía con cuff
- 1 Aguja introductora
- 1 Guía metálica
- 2 Dilatadores
- 1 Introdutor pelable con dilatador
- 1 Tunelizador
- 1 Cono cubre catéter
- 2 Tapones intermitentes
- 1 Jeringa con aguja hipodérmica
- 1 Apósito semi permeable
- 1 Hoja de bisturí