

# COLECAT drenaje biliar pig tail

	Diámetro		Longitud (cm)		Componentes
	(fr)	30	35	40	
<b>CATÉTER BILIAR</b>	6	CCH-0630	CCH-0635	CCH-0640	1. Catéter de Drenaje Biliar Hidrofílico. 1. Cánula Metálica. 1. Intermediario a Bolsa.
	8,5	CCH-8530	CCH-8535	CCH-8540	
	10	CCH-1030	CCH-1035	CCH-1040	
	12	CCH-1230	CCH-1235	CCH-1240	
	14	CCH-1430	CCH-1435	CCH-1440	
	16	CCH-1630	CCH-1635	CCH-1640	
<b>KIT BILIAR</b>	6	SCCH-06-P30			1. Catéter de Drenaje Biliar Hidrofílico. 1. Cánula Metálica Rígida. 1. Cánula Flexible. 1. Intermediario a Bolsa. 1. Aguja Introdutora. 1. Aguja Chiba . 1. Guia Metálica de 0,035" / 0,038". 1. Guia Nitinol P/Platino de 0,018". 1. Introdutor Biliar 3 Piezas c/marca. 1. Trocar 22 G. 1. Llave de tres vías. 1. Kit de Dilatadores.
	8,5	SCCH-85-P30			
	10	SCCH-10-P30			
	12	SCCH-12-P30			
	14	SCCH-14-P30			
	16	SCCH-16-P30			

# CATETERES DE DRENAJE

- AMPLIO LUMEN
- MAYOR DRENAJE
- SUPERFICIE SUPERSOFT
- CONSTRUIDO EN POLIMEROS BIOCOMPATIBLES
- NUEVO SISTEMA DE FIJACION
- DIFERENTES CONFIGURACIONES DE PUNTAS
- MATERIAL RADIO-OPACO

Nueva linea



# NEFROCAT

Catéter de Nefrostomía Malecot y Pigtail

	Diámetro	Longitud (cm)			Componentes
	(fr)	30	35	40	
CATETER DE NEFROSTOMIA PIGTAIL	6	CNH-0630	CNH-0635	CNH-0640	1. Catéter Pigtail Hidrofílico. 1. Canula Metálica c/est. 1. Intermediario a Bolsa.
	8,5	CNH-8530	CNH-8535	CNH-8540	
	10	CNH-1030	CNH-1035	CNH-1040	
	12	CNH-1230	CNH-1235	CNH-1240	
	14	CNH-1430	CNH-1435	CNH-1440	
	16	CNH-1630	CNH-1635	CNH-1640	
CATETER DE NEFROSTOMIA MALECOT	6	MCH-0630	MCH-0635	MCH-0640	1. Catéter Malecot Hidrofílico. 1. Canula Metálica. 1. Intermediario a Bolsa.
	8,5	MCH-8530	MCH-8535	MCH-8540	
	10	MCH-1030	MCH-1035	MCH-1040	
	12	MCH-1230	MCH-1235	MCH-1240	
	14	MCH-1430	MCH-1435	MCH-1440	
	16	MCH-1630	MCH-1635	MCH-1640	
SET DE NEFROSTOMIA PIGTAIL	6	SCNH-0630	SCNH-0635	SCNH-0640	1. Catéter Pigtail Hidrofílico. 1. Canula Metálica c/est. 1. Intermediario a Bolsa. 1. Aguja Introdutora. 1. Guia Metálica. 1. Aguja Peri Catéter. 1. Aguja Chiba. 1. Kit Dilatadores.
	8,5	SCNH-8530	SCNH-8535	SCNH-8540	
	10	SCNH-1030	SCNH-1035	SCNH-1040	
	12	SCNH-1230	SCNH-1235	SCNH-1240	
	14	SCNH-1430	SCNH-1435	SCNH-1440	
	16	SCNH-1630	SCNH-1635	SCNH-1640	
SET DE NEFROSTOMIA MALECOT	6	SMCH-0630	SMCH-0635	SMCH-0640	1. Catéter Malecto Hidrofílico. 1. Canula Metálica. 1. Intermediario a Bolsa. 1. Aguja Introdutora. 1. Guia Metálica. 1. Aguja Peri Catéter. 1. Aguja Chiba. 1. Kit Dilatadores.
	8,5	SMCH-8530	SMCH-8535	SMCH-8540	
	10	SMCH-1030	SMCH-1035	SMCH-1040	
	12	SMCH-1230	SMCH-1235	SMCH-1240	
	14	SMCH-1430	SMCH-1435	SMCH-1440	
	16	SMCH-1630	SMCH-1635	SMCH-1640	

# MULTICAT

Catéter de Drenaje Multipropósito

	Diámetro	Longitud (cm)			Componentes
	(fr)	30	35	40	
CATETER MULTIPROPOSITO	6	CMPPH-0630	CMPPH-0635	CMPPH-0640	1. Catéter Pigtail Hidrofílico. 1. Canula Metálica c/est. 1. Intermediario a Bolsa.
	8,5	CMPPH-8530	CMPPH-8535	CMPPH-8540	
	10	CMPPH-1030	CMPPH-1035	CMPPH-1040	
	12	CMPPH-1230	CMPPH-1235	CMPPH-1240	
	14	CMPPH-1430	CMPPH-1435	CMPPH-1440	
	16	CMPPH-1630	CMPPH-1635	CMPPH-1640	
KIT MULTIPROPOSITO		SMPPH-0630	SMPPH-0635	SMPPH-0640	1. Catéter Pigtail Hidrofílico. 1. Canula Metálica c/est. 1. Intermediario a Bolsa. 1. Aguja Introdutora. 1. Guia Metálica. 1. Aguja Peri Catéter. 1. Aguja Chiba. 1. Kit Dilatadores.
		SMPPH-8530	SMPPH-8535	SMPPH-8540	
		SMPPH-1030	SMPPH-1035	SMPPH-1040	
		SMPPH-1230	SMPPH-1235	SMPPH-1240	
		SMPPH-1430	SMPPH-1435	SMPPH-1440	
		SMPPH-1630	SMPPH-1635	SMPPH-1640	

