


GUARDIAN

Catéter central de acceso
por vía periférica
(PICC)



KFF s.a.

Catéter central de acceso por vía periférica (PICC)

Diseñado para proporcionar terapia de antibióticos, drogas aplicadas en el tratamiento de dolor, quimioterapia y nutrición parenteral.

- Superficie ultra suave, asegura mayor confiabilidad al dispositivo, proporciona menor molestia al paciente y mejor cuidado del tejido.
- Excelente bio y hemocompatibilidad permitiendo mayor permanencia.
- Fácil inserción.
- Aleta de sutura que proporciona una segura fijación.
- Marcas de profundidad

Construido en poliuretano Radiopaco



Catálogo	Diámetro (fr)	Largo (cm)	Lúmenes	Contenido
CCIPU-0230	2	30	1	1- Cateter PICC . 1- Introducutor pelable sobre aguja.
CCIPU-0330	3	30	1	Tampón/es intermitentes. 1- Bisturí.
CCIPD-0460	4	60	2	1-Jeringa de 5 cc con aguja Hipodérmica.
CCIPD-0560	5	60	2	1- Apósito hipoalérgico. 1- Lazo Hemostático. 1- Cinta métrica.
UCCIP-0230	2	30	1	1- Cateter PICC. 1- Introducutor pelable. 1-Aguja Introductora.
UCCIP-0330	3	30	1	1- Alambre guía de acero inoxidable de 45 cm , doble punta (recta/J).
UCCIP-0360	3	60	1	Tampón/es intermitentes. 1- Bisturí.
UCCIP-0660	6	60	1	1-Jeringa de 5 cc con aguja Hipodérmica.
DCCIP-0360	3	60	2	1- Apósito hipoalérgico. 1- Lazo Hemostático. 1- Cinta métrica.
DCCIP-0460	4	60	2	
DCCIP-0560	5	60	2	
DCCIP-0660	6	60	2	

Fabricado por : KFF s.a. Espora 49 - Sarandí (C.P.1872) - Buenos Aires - Argentina
Tel./Fax : (54-11) 4265-4515 - E-mail: info@kffmed.com - Home page: www.kffmed.com