


CATETER DE LARGA PERMANENCIA

**INNOVA**



Una solución efectiva  
para el tratamiento en hemodiálisis

## CATETER DE LARGA PERMANENCIA

# INNOVA

Material biocompatible, óptimo confort para el paciente y buena adaptación a la anatomía vascular.

Aleta de sutura rotatable.

Indicación de volúmen de purgado.

Cuff de poliéster que asegura una excelente fijación.

La adecuada distancia entre los orificios distales minimiza la recirculación logrando un tratamiento óptimo.

Códigos	Diámetro (fr)	Longitud (cm)	Componentes
BLDS-12528 / BLDP-12528	12,5	28	1 Catéter doble vía de polímero biocompatible larga duración con cuff.
BLDS-12532 / BLDP-12532	12,5	32	1 Aguja introductora.
			1 Guía metálica.
			1 Introdutor pelable con dilatador.
BLDS-14524 / BLDP-14524	14,5	24	1 Tunelizador.
BLDS-14528 / BLDP-14528	14,5	28	1 Cono cobre catéter.
BLDS-14532 / BLDP-14532	14,5	32	2 Tapones intermitentes.
BLDS-14536 / BLDP-14536	14,5	36	1 Jeringa con aguja hiopérmica.
			1 Apósito semi permeable.
			1 Hoja de bisturí.
			Dilatadores.