

STENT ESOFAGICO

Autoexpandible
Construido en aleación de **Ni - Ti**

Stents con y sin cobertura.
Stent cubierto con válvula antireflujo.
Excelente biocompatibilidad.
Optima Flexibilidad.



STENT ESOFAGICO

Autoexpandible
Construido en Ni - Ti Alloy

Diseñado para proporcionar una buena flexibilidad y adaptación con mínimo acortamiento.


El diseño de sus copas minimiza la migración del stent.

Hilo tractor.

Buena radiopacidad.

Su seguro sistema de colocación ayuda a prevenir la liberación involuntaria.

Doble copa	Códigos Nº		Medidas	
	Recubierto/Doble copa	Recubierto/Doble copa Anti reflujo	Largo (cm)	Diámetro (mm)
ISE-1660-060-DC	ISE-1660R-060-DC	ISE-1660R-060-DC-AR	6	16
ISE-1680-060-DC	ISE-1680R-060-DC	ISE-1680R-060-DC-AR	8	
ISE-1610-060-DC	ISE-1610R-060-DC	ISE-1610R-060-DC-AR	10	
ISE-1612-060-DC	ISE-1612R-060-DC	ISE-1612R-060-DC-AR	12	
ISE-1615-060-DC	ISE-1615R-060-DC	ISE-1615R-060-DC-AR	15	
ISE-1616-060-DC	ISE-1616R-060-DC	ISE-1616R-060-DC-AR	16	
ISE-1860-060-DC	ISE-1860R-060-DC	ISE-1860R-060-DC-AR	6	18
ISE-1880-060-DC	ISE-1880R-060-DC	ISE-1880R-060-DC-AR	8	
ISE-1810-060-DC	ISE-1810R-060-DC	ISE-1810R-060-DC-AR	10	
ISE-1812-060-DC	ISE-1812R-060-DC	ISE-1812R-060-DC-AR	12	
ISE-1815-060-DC	ISE-1815R-060-DC	ISE-1815R-060-DC-AR	15	
ISE-1816-060-DC	ISE-1816R-060-DC	ISE-1816R-060-DC-AR	16	
ISE-2060-060-DC	ISE-2060R-060-DC	ISE-2060R-060-DC-AR	6	20
ISE-2080-060-DC	ISE-2080R-060-DC	ISE-2080R-060-DC-AR	8	
ISE-2010-060-DC	ISE-2010R-060-DC	ISE-2010R-060-DC-AR	10	
ISE-2012-060-DC	ISE-2012R-060-DC	ISE-2012R-060-DC-AR	12	
ISE-2015-060-DC	ISE-2015R-060-DC	ISE-2015R-060-DC-AR	15	
ISE-2016-060-DC	ISE-2016R-060-DC	ISE-2016R-060-DC-AR	16	



KFF s.a.