

Gastrotop

Botón de Gastrostomía

Totalmente construido en
silicona biocompatible.

Bajo perfil.

Válvula antireflujo.

Fácil colocación.

Fácil manejo para
el paciente.



Gastrotop

Botón de Gastrostomía

- Una alternativa terapéutica eficaz con baja complejidad de colocación.
- Diseñado para alimentación enteral prolongada en pacientes con dificultad de recibir nutrición por vía oral.
- Construido en silicona 100 % grado médico.
- Con válvula anti reflujo unidireccional que permite el pasaje de líquidos y semi sólidos.
- Sector intragástrico rebatible con tapa de cierre integrado.
- Mayor confort para el paciente.
- Sencillez de uso.
- Reducción de días de internación.
- Manejo domiciliario minimamente asistido.
- Dispositivo de bajo perfil para mayor estética y comodidad.



Part N°	Diámetro		
	18 Fr.	20 Fr.	24 Fr.
12 mm	GT-1812		
17 mm	GT-1817	GT-2017	GT-2417
20 mm		GT-2020	
24 mm	GT-1824	GT-2024	GT-2424
28 mm	GT-1828	GT-2028	GT-2428
34 mm	GT-1834	GT-2034	GT-2434
44 mm		GT-2044	GT-2444

Part N°	Tubo Alimentador		
	18 Fr.	20 Fr.	24 Fr.
	TAGBGE-18	TAGBGE-20	TAGBGE-24

Part N°	Tubo Descompresor		
	18 Fr.	20 Fr.	24 Fr.
	TDBGGE-18xx	TDBGGE-20xx	TDBGGE-24xx

xx : indica largo del botón.
Ej.: para un botón GASTROTOP Part N° :GT1824,
se requiere descompresor TDBGGE-1824

Componentes : Tubo de alimentación - Jeringa de alimentación
Tubo descompresor (para descompresión gástrica) - Medidor - Estirador